



แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของ pH meter เพื่อการวัด pH-value ในตัวอย่าง

โดย

ดร. วราภรณ์ กิจชัยนุกูล

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม


กรมวิทยาศาสตร์บริการ



หลักการทํางานพีเอช pH Meter

ใช้วิธีในการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของ
ไอออนในสารละลายระหว่าง Glass Electrode
เปรียบเทียบกับ Reference Electrode ซึ่งเป็นเซลล์
มาตรฐานที่ทราบค่าศักย์ไฟฟ้าแล้ว


โครงสร้างของโพรบวัด กรด-ด่าง พีเอช pH Electrode



โพรบวัดกรด-ด่าง (พีเอช pH Electrode)

ประเภทของ โพรบวัด กรดด่าง พีเอช pH Electrode แบ่ง ได้ดังนี้

1. โพรบวัดกรดด่าง พีเอช pH Electrode ทำจาก อีพ็อกซี่
Epoxy Body เหมาะสำหรับการวัดกรด-ด่าง ในน้ำ



2. โพรบวัดกรดต่าง พีเอช pH Electrode ทำจากแก้ว Glass Body เหมาะสำหรับการวัด pH ในน้ำ





3. โพรบวัดกรดต่าง พีเอช pH Electrode แบบ Spear Tip เหมาะสำหรับการวัดกรดต่าง พีเอช pH ในวัสดุที่เป็น Semi-Solid (ของเหลวกึ่งแข็ง) เช่น ชีส โยเกิร์ต ไส้กรอก เป็นต้น



legyaeng.com



4. โพรบวัดกรดต่าง พีเอช pH Electrode แบบ Flat Type สำหรับงานวัดกรดต่างในโปรตีน เนื้อสัตว์ ชีส แยม อาหาร สี ดิน และอื่นๆ



legaeng.com



การบำรุงรักษา

ส่วนสำคัญและจะต้อง บำรุงรักษา คือ pH electrode
เพื่อให้ผลของการวัดมีความ ถูกต้องและแม่นยำและยัง
ช่วยให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น ข้อควรปฏิบัติดังนี้



1. การปรับสภาพก่อนการใช้งาน

- ล้าง pH electrode ด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำที่ปราศจากไอออน
- แช่ pH electrode ในสารละลายละลาย เช่น 3.0 M KCL หรือสารละลายบัฟเฟอร์ pH 4.0 หรือสารละลาย บัฟเฟอร์ pH 7.0 ทิ้งไว้ 20 นาที
- ย่นำ pH electrode แช่ในน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากไอออน โดยเด็ดขาดเพราะการแช่อยู่ในน้ำบริสุทธิ์นาน ๆ จะทำให้ Glass membrane เสียหาย
- ล้าง pH electrode ด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำ ปราศจากไอออน



2. การใช้งาน

-ล้างอิเล็กทรอนิกส์ด้วยน้ำกลั่นก่อนและหลังการวัด
ตัวอย่าง ชั้บแห้งส่วนของ Glass membrane ด้วย
กระดาษอ่อนนุ่มหรือสำลีเท่านั้น

-อย่าถู Glass membrane แรงๆ เพราะจะทำให้
เกิดไฟฟ้าสถิตที่จะรบกวนการวัดในครั้งต่อไป



3. การเก็บรักษา

- ควรเก็บ pH electrode ในสารละลายของ KCL
- ไม่ควรเก็บอิเล็กโทรดไว้ในน้ำกลั่นหรือน้ำ

ปราศจากไอออนเพราะจะทำให้ Electrolyte อีออนไหล
ออกจาก Glass membrane ทำให้ Electrode ใช้งาน
ไม่ได้



4. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

มี 3 ส่วนหลัก ๆ ของอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการการดูแลรักษา

4.1 Internal ควรจะเปลี่ยน Electrolyte อย่าง

สม่ำเสมอ เมื่อสารละลายนี้เปลี่ยนสีหรือมีตะกอนเกิดขึ้น
ในปริมาณที่มากกว่าระดับของ Electrolyte ควรจะมีประมาณ
75-80 % ขึ้นไป (ทิ้งเนื้อที่ไว้สำหรับการขยายตัว ในกรณีที่
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ)



4.2 Glass membrane ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น การ
จุ่ม electrode ในสารละลายที่มีเลือดหรือโปรตีนอยู่
หรือสารละลายชนิดอื่น ๆ ที่สามารถสร้างสิ่งอุดตัน
ให้แก่ pH electrode และทำให้ pH electrode ไม่
สามารถใช้งานได้ การทำความสะอาดจะช่วยยืดอายุ
การใช้งาน



สารละลายที่ใช้ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม

- 0.1 M HCL หรือ 0.1 M HNO₃ จุ่มแช่ไว้ 20 นาที สำหรับล้างทำความสะอาดทั่วไป
- 1:10 น้ำยาซักผ้าแบบอ่อน จุ่มแช่ไว้ 10 นาที สำหรับสิ่งแปลกปลอมที่เกาะแน่นหรือแบคทีเรีย
- Methanol จุ่มแช่ไว้ 10 นาที สำหรับไขมัน
- 1 % pepsin ใน 0.1 M HCL จุ่มแช่ไว้ 5 นาที สำหรับโปรตีน



4.3 Liquid junction มีสาเหตุหลัก 3 อย่าง ที่ทำให้ Liquid junction ขุดตันได้คือ

- การทิ้ง Electrode ให้แห้งและ Electrolyte เกิดการตกผลึกที่บริเวณ Liquid junction ในกรณีนี้ให้แช่ Electrode ในสารละลาย Buffer pH 7 เพื่อทำให้ผลึกละลายหรือแช่ Electrode ใน Buffer 7 ที่ร้อน จะช่วยเพิ่มอัตราการละลาย



- ในกรณีที่สิ่งอุดตันเป็นพวกดินสารอินทรีย์ และของเหลวที่มีลักษณะเหนียว ให้ล้างด้วย Cleaning solution เช่น Deacon R หรือใช้สารละลายอื่นที่สามารถละลายสิ่งอุดตันเหล่านี้ได้
- ปฏิกริยาเคมีระหว่างตัวอย่างกับ Electrolyte ในกรณีนี้ควรเปลี่ยน Electrode อันใหม่



ขั้นตอนการใช้งาน

1. เตรียมเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน warm up เครื่องมือประมาณ 30 นาที
2. Instrument Calibrate ให้ปฏิบัติตามคู่มือ (2 Buffer+1 Buffer: 3 pH unit, 0.1 pH unit)



3. สารละลายที่แนะนำให้ใช้ในการเก็บ electrode ระยะสั้น

3.1 สารละลายควรมีค่าความนำไฟฟ้ามากกว่า 4000 $\mu\text{mhos/cm}$.

3.2 ใช้น้ำประปาเหมาะสมกว่าน้ำกลั่น

3.3 บัฟเฟอร์ 4 เหมาะสำหรับ Single glass

electrode

3.4 Saturated KCl ใช้กับ Calomel และ Ag/AgCl

reference electrode และ Combination electrode



ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ควรนำปลอกที่ใส่อิเล็กโทรดออกก่อนการใช้งาน
- ควรเก็บ pH electrode ไว้ในปลอกเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ไม่ควรสัมผัสส่วนล่างของอิเล็กโทรดด้วยมือ

โดยเฉพาะ Glass membrane หรือ Liquid junction

- ควรเก็บ pH electrode โดยแช่ในสารละลาย KCL
- ควรล้าง pH electrode ด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำ

ปราศจากไอออนก่อนที่จะทำการวัดสารตัวอย่างใหม่



- ควรปิดเครื่อง pH meter ก่อนที่จะนำอิเล็กโทรดออก

- ไม่ควรขูดหรือทำอันตรายต่อ Glass membrane

เพราะอาจทำให้อิเล็กโทรดแตกหรือทำให้การอ่านค่าผิดพลาดได้

- ไม่ควรใช้ pH electrode ที่ปราศจากการป้องกันที่

ส่วนปลายใน beaker หรือภาชนะอื่นซึ่งมี magnetic stirrer

- ควรปรับเทียบก่อนการใช้งาน



สิ่งรบกวนการวัด

- Glass electrode : สี ความขุ่น สารคลอลอไรด์ Oxidants Reluctants สารละลายที่มีเกลือสูง (Low sodium error electrodes)
- อุณหภูมิ : มีผลต่อคุณสมบัติของ electrode และผลต่อสมดุลปฏิกิริยา (บันทึกอุณหภูมิที่ทำการวัด)



pH Meter

- เครื่องวัด pH ส่วนใหญ่สามารถอ่านค่า pH และค่าความต่างศักย์ (mV) บางเครื่องอ่านได้ละเอียดถึง 0.001 unit
- สำหรับ routine work ความละเอียด 0.1 pH unit



ข้อแนะนำอื่นๆ



1. เลือกเติมสาร electrolyte ให้ถูกต้องกับ electrode เติมให้ถึงตำแหน่งที่ถูกต้องและต้องมั่นใจว่า electrode junction ไม่แห้ง
2. Reference electrode junction ทำจากวัสดุหลายชนิด (annular ceramic, quartz, asbestos fiber) การเลือกใช้ให้ทำตามคู่มือ
3. ให้ใช้ Low sodium error electrode สำหรับวัดตัวอย่างที่อุณหภูมิสูงและ pH สูงกว่า 10 แต่ถ้า pH ต่ำกว่า 1 ให้ใช้ Liquid membrane electrode